

ภาคผนวก 3

ข้อแนะนำ

ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (residual chlorine) ที่เหมาะสมในน้ำใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

น้ำสำหรับล้างวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์	2-10	ppm
น้ำจุ่มถุงมือ/มีด	20-50	ppm
น้ำล้างภาชนะ	50-100	ppm
น้ำล้างโต๊ะ อุปกรณ์และเครื่องมือ	100-200	ppm
น้ำจุ่มรองเท้าบูท	100-200	ppm
น้ำล้างพื้นและผนัง	200-500	ppm